

## Einfache Anleitung zur Verwendung der Milchpumpe

07

Halten Sie  1,5 Sekunden lang gedrückt, um die Milchpumpe einzuschalten (der Massagemodus wird automatisch aktiviert). Drücken Sie die Taste erneut, um das Abpumpen zu beenden.

Drücken Sie  um den Modus zu ändern (Massage/Abpumpen/Stimulation)

Massagemodus  (insgesamt 10 Stufen)

Absaugmodus  (insgesamt 10 Stufen)

Stimulationsmodus  (insgesamt 10 Stufen)

Halten Sie die Taste für den Moduswechsel  gedrückt, um den abwechselnden Modus zu

aktivieren (Massage- und Absaugmodus, Massage- und Stimulationsmodus)

Drücken Sie  oder  , um die Saugleistung einzustellen. Wenn die Zahl kontinuierlich

blinkt, bedeutet dies, dass die höchste oder niedrigste Stufe erreicht wurde.

Drücken Sie  , um zwischen einseitigem und beidseitigem Abpumpen zu wechseln

Abpumpen aus der linken Brust: Buchstabe „L“ wird angezeigt

Abpumpen aus der rechten Brust: Buchstabe „R“ wird angezeigt

Abpumpen aus beiden Brüsten: Die Buchstaben „L“ und „R“ werden angezeigt

- ▲ Die Standardbetriebszeit der Milchpumpe beträgt 30 Minuten. Das Gerät schaltet sich dann automatisch ab (es speichert die Stufe des Absaugmodus vor dem Abschalten).
- ▲ Die Milch in der Flasche sollte das Ventil nicht erreichen, damit sie nicht ausläuft.

## Verwendung der Milchpumpe

- Waschen Sie Ihre Hände gründlich und achten Sie darauf, dass Ihre Brüste sauber sind. Setzen Sie sich in einer entspannten Haltung auf einen bequemen Stuhl oder Sessel (Sie können Ihren Rücken mit Kissen stützen). Stellen Sie sicher, dass Sie ein Glas Wasser zur Hand haben.
- Platzieren Sie die Milchpumpe an Ihrer Brust. Stellen Sie sicher, dass sich Ihre Brustwarzen in der Mitte der Massagepads befinden und eng an ihnen anliegen.
- Drücken Sie die Einschalttaste. Die Milchpumpe startet automatisch den Massagemodus – Sie können die Massageleistung mit den Tasten + und – einstellen.

Wenn die Milch fließt, können Sie per Tastendruck den Modus wechseln, der für Sie am bequemsten ist.

Achtung: Sie müssen nicht die höchste Stufe wählen. Wählen Sie die, die für Sie am bequemsten ist.

- Wenn Sie mit dem Abpumpen fertig sind, schalten Sie die Milchpumpe aus und nehmen sie vorsichtig von der Brust ab.
- Schrauben Sie die Flasche von der Milchpumpe ab – Sie können Ihr Baby bereits damit füttern oder sie für später aufbewahren. Reinigen Sie die anderen Teile der Milchpumpe wie in Abschnitt 10 beschrieben.  
„Reinigung und Desinfektion“.
- Trennen Sie den Motor von der Stromzufuhr.

## Reinigung und Desinfektion

08

### 1.1 Vor der ersten Verwendung

Reinigen und desinfizieren Sie vor der Verwendung der Milchpumpe alle Teile mit Ausnahme des Motors. Schalten Sie das Gerät ein. Befolgen Sie die Anweisungen in den Punkten 1.2 und 1.3.

#### ▲ Achtung:

- Verwenden Sie nur Trinkwasser aus der Leitung oder aus einer Flasche.
- Zerlegen Sie die Milchpumpe und waschen Sie alle Teile, die mit der Brust und der Milch in Berührung kommen, sofort nach Gebrauch, um ein Austrocknen von Milchresten zu vermeiden und das Wachstum von Bakterien zu verhindern.

### 1.2 Nach jeder Verwendung

Waschen Sie alle Teile, die mit der Brust und der Milch in Berührung kommen. Waschen Sie den Motor nicht. Zerlegen Sie die Milchpumpe in ihre Einzelteile. Spülen Sie alle Teile, die mit der Brust und der Milch in Berührung gekommen sind, mit kaltem Wasser ab, um alle Milchreste zu entfernen.

#### Benötigtes Zubehör:

- Mildes Geschirrspülmittel
- Saubere Spüle oder Schüssel
- Sauberes Tuch oder Bürste mit weichen Borsten
- Trinkwasser

#### Waschen in der Spüle:

- Weichen Sie alle Teile 5 Minuten lang in warmem Seifenwasser ein.
- Reinigen Sie sie mit einem sauberen Tuch oder einer Bürste mit weichen Borsten.
- Spülen Sie alle Teile einzeln mit sauberem Wasser ab.
- Legen Sie alle Teile zum Trocknen an einem sauberen Ort beiseite.
- Bewahren Sie alle Teile trocken auf.

#### Achtung:

- Waschen Sie die Milchpumpe nach jedem Gebrauch.
- Desinfizieren Sie alle Teile einmal pro Tag.
- Die Milchpumpe muss nicht gewartet werden.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Waschen keine Teile beschädigen.
- Wenn Sie Teile in der Spülmaschine waschen, können sie durch Lebensmittelfarben verfärbt werden. Dies hat keinen Einfluss auf den Betrieb des Geräts.
- Bewahren Sie die Milchpumpe bis zum nächsten Gebrauch in einem sauberen Beutel oder Behälter auf.

### 1.3 Tägliche Desinfektion

- Waschen Sie sich gründlich Ihre Hände.
- Sammeln Sie alle Teile, die mit der Brust und der Milch in Berührung kommen auf.
- Füllen Sie den Topf so mit Wasser, dass alle Teile bedeckt sind.
- Das Wasser abkochen.
- Legen Sie die Teile der Milchpumpe für 10 Minuten in kochendes Wasser.
- Lassen Sie das Wasser abkühlen und nehmen Sie dann alle Teile vorsichtig mit einer Zange aus dem Wasser.
- Legen Sie alle Teile auf einer sauberen Oberfläche oder einem Tuch.
- Bewahren Sie alle Teile trocken auf. Lagern Sie Teile nicht im nassen oder feuchten Zustand.

## Technische Daten

09

1. Eingangsstrom: 100-240 V – 50/60 Hz
2. Ausgangsstrom: 5 V  $\approx$  1.000 mA
3. Nennspannung: 5 V
4. Nennleistung: 5 W
5. Lithium-Batterie: 3,7 V 1.800 mAh
6. Lebensdauer des Geräts: 1,5 Jahre
7. Standard-Betriebszeit: 30 Minuten
8. Saugleistung: 60 mmHg – 280 mmHg
9. Geräuschpegel: <50 dB
10. IP-Code: IP22
11. Geeignete Umgebungsbedingungen bei der Verwendung: 10-30 °C, RH 15 %-93 %, 700-1.060 hPa
12. Geeignete Umgebungsbedingungen für die Aufbewahrung: -25-50 °C, RH 15 %-93 %, 700-1.060 hPa
13. Gerätestandard: GB4706.1-2005

## Recycling

Batterien enthalten Stoffe, die die Umwelt verschmutzen können. Werfen Sie sie nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie sie bei einer speziellen Sammelstelle ab. Werfen Sie das Gerät nicht in den Hausmüll. Machen Sie sich mit den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten vertraut. Dadurch, dass Sie das Gerät in geeigneter Weise entsorgen, vermeiden Sie Gefahren für die Umwelt und die menschliche Gesundheit.

## Kontraindikationen und Warnhinweise

### Kontraindikationen: keine

#### ▲ Achtung!

- Das Produkt ist für die Benutzung durch eine Person ausgelegt. Die Verwendung des Geräts durch mehr als eine Person kann ein Gesundheitsrisiko darstellen und zum Erlöschen der Garantie führen.
- Wenn sich die äußeren Teile des Netzteils lösen oder abfallen, stellen Sie die Verwendung ein und wenden Sie sich sofort an den Hersteller. Eine Beschädigung der äußeren Isolierung des Kabels kann zu einem Stromschlag führen.
- Wenn das Abpumpen unangenehm oder schmerzhaft ist, schalten Sie das Gerät aus, trennen Sie Ihre Brust von der Brusthaube mit Ihrem Finger und nehmen Sie den Brusthaube ab.
- Das Abpumpen von Muttermilch kann Wehen einleiten. Verwenden Sie das Gerät nicht vor der Entbindung. Wenn Sie während des Stillens oder Abpumpens schwanger werden, fragen Sie Ihren Arzt, bevor Sie die Milchpumpe wieder benutzen.

• Wenn Sie mit Hepatitis B oder C oder HIV infiziert sind, kann das Abpumpen mit einer Milchpumpe das Risiko der Übertragung des Virus auf Ihr Baby über die Milch nicht verringern oder ausschließen.

- Erhitzen Sie die Milch nicht in der Mikrowelle und kochen Sie sie nicht ab. Wenn Sie Milch in der Mikrowelle erhitzen, können besonders heiße Partikel entstehen, die schwere Verbrennungen im Mund Ihres Babys verursachen. (Auch das Aufwärmen in der Mikrowelle kann die Zusammensetzung der Milch verändern).

## Vorsichtsmaßnahmen:

- Trennen Sie das Gerät nach dem Gebrauch immer sofort vom Stromnetz, es sei denn, Sie laden es auf.
- Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem es aus einem Spülbecken oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Die Milchpumpe und ihr Zubehör sind nicht hitzebeständig – bewahren Sie sie immer fern von warmen Oberflächen und Feuer auf.
- Verwenden Sie die Milchpumpe nicht in der Nähe von brennbaren Materialien.
- Lassen Sie eine eingesteckte Milchpumpe niemals unbeaufsichtigt.
- Benutzen Sie niemals ein elektrisches Gerät, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn das Gerät nicht richtig funktioniert oder wenn es heruntergefallen oder beschädigt worden ist. Wenn Sie feststellen, dass das Gerät beschädigt ist, verwenden Sie es nicht mehr und wenden Sie sich an den Kundendienst unter der Telefonnummer +48 508 311 775.
- Verwenden Sie kein elektrisches Gerät, das mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung gekommen ist, einschließlich:
  - Verwenden Sie das Gerät nicht beim Baden oder Duschen.
  - Legen Sie das Gerät niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit.
  - Gießen Sie kein Wasser über die Milchpumpe.
  - Wenn das Gerät mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung gekommen ist, berühren Sie es nicht. Ziehen Sie den Netzstecker, schalten Sie das Gerät aus und wenden Sie sich an den Hersteller.
- Ein solches Gerät kann nicht repariert werden. Reparieren Sie es nicht selbst. Nehmen Sie keine Änderungen am Gerät vor.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Gerät. Ersetzen Sie beschädigte oder verschlissene Teile.
- Verwenden Sie nur das mit der Milchpumpe mitgelieferte Netzteil.
- Verwenden Sie die Milchpumpe nur für den in der Anleitung angegebenen Zweck.
- Verwenden Sie die Milchpumpe nicht beim Schlafen oder wenn Sie sehr schläfrig sind.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch alle Teile, die Sie verwenden werden.
- Wenn sich im Schlauch Schimmel bildet, verwenden Sie die Milchpumpe nicht mehr und ersetzen Sie sie durch eine neue.
- Waschen und desinfizieren Sie vor dem ersten Gebrauch alle Teile, die mit der Brust und der Milch in Berührung kommen.
- Waschen Sie nach jedem Gebrauch alle Teile, die mit der Brust und der Milch in Berührung kommen.
- Sie müssen besonders vorsichtig sein, wenn Sie die Milchpumpe oder ihr Zubehör in der Nähe von Kindern verwenden.

## GIO-350PRO

### Danke, dass Sie sich für InnoGIO-Produkte entschieden haben!

Um das Produkt richtig zu verwenden, lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf, falls Sie in Zukunft Fragen haben.

Die in dieser Anleitung enthaltenen Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung. Falls es Abweichungen zwischen den Abbildungen und dem Produkt gibt, richten Sie sich bitte nach dem tatsächlichen Produkt.

Wenn Sie Fragen oder Probleme haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an uns:  
innogio@innogio.com

# innoGIO



# innoGIO

Importeur: **INNOGIO** sp. z o.o.  
Ostródzka St., 03-289 Warszawa, Polen  
**www.innogio.com**

 @innogio.official  @innogio\_com

# GIO momPRO

## Elektrische Doppelmilchpumpe

**BEDIENUNGSANLEITUNG**



Version der Anleitung: V1.0.

Datum der Veröffentlichung: 2023/06

## Einführung 01


Vielen Dank, dass Sie unser Produkt gekauft haben. Ihre neue Milchpumpe ist kompakt und diskret – Sie können sie überallhin mitnehmen, wo Sie bequem Muttermilch abpumpen und die Milchproduktion aufrechterhalten möchten. In dieser Anleitung werden verschiedene Vorsichtsmaßnahmen und der Gebrauch der elektrischen Doppelmilchpumpe beschrieben. Lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem geeigneten Ort auf, um später darin nachschlagen zu können.

Diese Milchpumpe wurde speziell für das Abpumpen von Muttermilch in einer bequemeren Position entwickelt. Das weiche Schutzkissen des Massagegeräts vermittelt ein Gefühl von Weichheit und Wärme und simuliert das Saugen der Brust durch das Baby, so dass die Milch ruhig, bequem, sanft und schnell fließt. Die Milchpumpe ist kompakt, intelligent und einfach zu montieren. Alle Teile bestehen aus BPA-freien Materialien und sind spülmaschinenfest.

Diese Milchpumpe kann Ihnen helfen, Ihre Stillzeit zu verlängern. Mit ihr können Sie Ihre Muttermilch abpumpen und aufbewahren. Wenn Sie Ihr Baby nicht stillen können, kann Ihr Kleinkind die mit einer Milchpumpe abgepumpte Milch trinken. Dank ihres kleinen, cleveren Designs ist die Milchpumpe sehr bequem zu benutzen. Sie können sie mit sich nehmen und Milch zu einem Zeitpunkt, der Ihnen passt abpumpen, und versorgen so Ihr Baby mit Nährstoffen.

## Gerätediagramm


Die folgende Abbildung erklärt die Symbole, die auf dem Display erscheinen:



## Beschreibung der Teile 02

1. Abdeckung\*
2. Massagepads\*
3. Brusthaube\*
4. Milchpumpengehäuse\*
5. Silikonmembran\*
6. Membranabdeckung\*
7. Rohr
8. Ventil\*
9. Babyflasche\*
10. Flaschendeckel mit Ausgießer\*
11. USB-Kabel
12. Motor

Achtung: Das Set enthält jeweils 2 Teile, die mit einem Sternchen gekennzeichnet sind.






## Vorbereitung für die Benutzung und den Zusammenbau 03

Alle Teile sollten nach jedem Gebrauch gewaschen und vor jedem Gebrauch desinfiziert werden, wie in Abschnitt 10 „Reinigung und Desinfektion“ beschrieben.

### Zusammenbau der Milchpumpe


Achtung: Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie alle Teile (außer dem Motor) gewaschen und desinfiziert haben. Waschen Sie sich vor dem Zusammenbau sauberer Teile gründlich die Hände. Seien Sie vorsichtig! Die gewaschenen Teile können noch heiß sein.

### Schauen Sie sich das folgende Diagramm an:



Achtung: Wenn Ihre Milchpumpe das Modell BB-5020 hat, schließen Sie den Motor an das Gehäuse an.

## Verwendung der Milchpumpe 05



## Effektives Abpumpen von Muttermilch

**Keine Absaugung**  
Prüfen Sie, ob alle Teile richtig zusammenmontiert wurden und ob das Ventil nicht beschädigt ist (Achtung: niemals beim Waschen schrubbten). Vergewissern Sie sich, dass die Membran und das Massagepad fest am Gehäuse der Milchpumpe haften.

**Ich kann keine Milch abpumpen**  
Stellen Sie sicher, dass die Saugleistung ausreichend ist und die Milchpumpe richtig zusammenmontiert wurde. Entspannen Sie sich und versuchen Sie es noch einmal, nach ein paar Versuchen werden Sie es schaffen, Milch abzupumpen. Achten Sie auf Anzeichen für richtiges Saugen.

**Schmerzen bei der Verwendung einer Milchpumpe**  
Es ist möglich, dass die Saugleistung zu hoch ist. Sie müssen nicht die höchste verfügbare Leistung verwenden. Schalten Sie den Massagemodus ein, um die Brüste zu stimulieren, dann wechseln Sie auf den Abpumpmodus. Sie können sich auch an Ihren Arzt oder eine Stillberaterin wenden.

**Problem beim Einschalten**  
Vergewissern Sie sich, dass das Kabel an eine 5 V, 1 A Stromquelle angeschlossen ist, schließen Sie die Milchpumpe an das USB-Kabel Ihres Computers an oder überprüfen Sie die Funktion des Original-Ladegeräts an Ihrem Telefon. Wenn das Gerät entladen ist, laden Sie es vor der Verwendung auf.

**Die Milch fließt aus**  
Wenn ein Unfall passiert, z. B. wenn Sie Milch oder Wasser auf der Membran oder im Schlauch sehen, schalten Sie das Gerät aus, waschen Sie es und lassen Sie es trocknen. Wenn die Membrane beschädigt ist, muss sie ersetzt werden.

## Verwendung der Milchpumpe 06

**Wann sollte man Muttermilch abpumpen?**  
Sofern Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Stillberaterin nichts anderes sagt, sollten Sie mit der Verwendung einer Milchpumpe beginnen, sobald Ihre Milchproduktion und Ihr Fütterungsplan konsistent sind (normalerweise 2–4 Wochen nach der Geburt).

- Ausnahmen:
1. Sie pumpen die Muttermilch ab, um sie dem Kind im Krankenhaus zu geben.
  2. Ihre Brüste sind geschwollen (wund oder geschwollen): Wenn dies der Fall ist, können Sie vor oder nach dem Stillen kleine Mengen Milch abpumpen, um die Schmerzen zu lindern und das Saugen Ihres Babys zu erleichtern.
  3. Ihre Brustwarzen sind wund oder rissig: Sie können mit dem Abpumpen warten, bis sie geheilt sind.
  4. Wenn Sie keinen Kontakt zu Ihrem Baby haben und stillen möchten, wenn Sie wieder zusammen sind, sollten Sie regelmäßig Milch abpumpen, damit die Milchbildung nicht zum Stillstand kommt.

## Effektives Abpumpen von Muttermilch

Wählen Sie eine geeignete Tageszeit, z. B. morgens, wenn Sie viel Muttermilch haben, vor oder nach dem ersten Abpumpen. Pumpen Sie Ihre Milch ab, wenn Ihr Baby sie nicht direkt trinkt. Berufstätige Mütter können abpumpen, wenn sie sich während der Arbeitszeit ausruhen. Die Verwendung einer Milchpumpe erfordert Übung – möglicherweise müssen Sie es mehrere Male versuchen, bevor Sie Erfolg haben. Zum Glück ist die Milchpumpe einfach zusammenzubauen und zu benutzen, so dass Sie schnell lernen werden, wie Sie die Muttermilch geschickt abpumpen können.  
Es ist ratsam, sich mit der Milchpumpe und ihrer Handhabung vertraut zu machen, bevor Sie zum ersten Mal Milch abpumpen. Wählen Sie eine Zeit, zu der Sie nicht hetzen müssen und niemand Sie stören wird. Ein Foto Ihres Babys kann dabei helfen, den Milchfluss auszulösen. Auch Wärme kann behilflich sein. Versuchen Sie, nach dem Baden oder Duschen abzupumpen, oder legen Sie vor dem Abpumpen einige Minuten lang einen warmen Schal um Ihre Brust.  
Vielleicht fällt es Ihnen leichter, abzupumpen, wenn Ihr Baby an der anderen Brust saugt oder direkt nach der Fütterung.  
Beenden Sie das Abpumpen, wenn es Schmerzen verursacht, und wenden Sie sich an Ihre Stillberaterin oder Ihren Arzt.