

Digitales Ohrthermometer - 2071

- Digitales Thermometer zur Messung der Temperatur am Ohr.
- Das Display wechselt die Farbe je nach der gemessenen Temperatur.
- Medizinisches Gerät der Klasse IIA.
-
- **Wie funktioniert das digitale Ohrthermometer von Nuvita?**
- Das digitale Ohrthermometer von Nuvita misst die Körpertemperatur durch sanftes Einführen der Sonde in das Ohr - die präziseste Methode, um die Körpertemperatur exakt zu bestimmen.
-
- **Wie kann ich mit diesem Thermometer feststellen, ob mein Baby Fieber hat?**
- Das hintergrundbeleuchtete Display des digitalen Ohrthermometers wechselt je nach dem ermittelten Wert die Farbe. Darüber hinaus gibt es bei Fieber über 38°C ein akustisches Signal ab. Das Ablesen der Temperatur wird durch die Farbe der Anzeige erleichtert: grün für 35°C - 37,4°C, gelb für 37,5°C - 38°C und rot für 38,1°C - 42,9°C.