

THERALINE

Wir geben Leben Halt



*Das
Original*
THERALINE

**GEBRAUCHSANLEITUNG
UND PRODUKTINFORMATIONEN**

The background of the page is a soft-focus photograph of a woman in a purple top holding a baby. The baby is wearing a blue patterned onesie. In the foreground, a woman's hands are gently cradling the baby. On the left side, there is a graphic of a white pearl inside a white shell, with a trail of small white pearls leading to it.

Wir geben Leben Halt

Wenn du unsere Perlenkissen einmal ausprobierst, spürst du eines sofort: sie geben dir oder deinen Lieben Halt, wie kein anderes Kissen. Dabei kommen unsere kleinen Theraline-„Helden“ ganz groß raus: unsere sandfeinen, flüsterleisen feinen Perlen.

Egal ob groß oder klein, schwanger oder stillend oder ob du unsere Kissen einfach nur zum Schlafen nimmst, die Theraline-Kissen formen sich dank der frei fließenden, schadstofffreien Perlen immer optimal an und geben im Leben Halt – genau so, wie du es brauchst.



DIE THERALINE WOHLFÜHLGARANTIE

Aus eigener Erfahrung wissen wir, wie schön und aufregend die Zeit der Schwangerschaft und die ersten Monate mit einem Baby sind. Wie wichtig manchmal Kleinigkeiten sind und dass am Ende immer das große Ganze zählt.

Seit über 30 Jahren geben wir unser Bestes, um jedes Jahr eine neue Generation von Müttern von uns und unseren Produkten zu überzeugen. Herausragende Stillkissenvielfalt, dazu ein vollkommen atemdurchlässiges Babykopfkissen, Kinderkopfkissen sowie Stilleinlagen aus Silikon, machen unser Programm unverwechselbar und spannend.

Eure Sicherheit und lange Freude an der Nutzung sind für uns wirklich wichtig. An den vielen einzigartigen Produktdetails wird dies offensichtlich, aber manchmal machen auch fast unsichtbare Kleinigkeiten den Unterschied. Ganz egal ob im guten Fachgeschäft, Katalog oder online: Von der Marke Theraline findest du immer ein ausgereiftes und sinnvolles Produkt mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis.

Wenn dennoch einmal etwas schiefgeht, egal ob bei der Lieferung oder selbst nach Jahren am Produkt, kannst du auf unsere großzügige Wohlfühlgarantie und beste Beratung zählen.

Werde mit uns zusammen dein eigener Spezialist für ausgewählte Stoffqualitäten und Kissenfüllstoffe, für Formen und Funktionen, für Schadstofffreiheit und Sicherheit im Babybett.

Wir wünschen dir von Herzen viel Freude beim Informieren und Auswählen!

Dein Theraline Team

GESUNDE & SICHERE PRODUKTE

Darauf kannst du dich verlassen: Die Schadstofffreiheit aller verwendeten Füll- und Bezugstoffe und eine hundertprozentige Produktsicherheit stehen für uns immer an erster Stelle. Die Theraline Schwangerschafts- & Stillkissen mit Perlenfüllung sind alle vom Hohenstein-Institut zertifiziert und tragen daher das OEKO-TEX STANDARD 100-Siegel. Das bekannte Siegel gibt dir die Sicherheit, ein garantiert gesundheitsverträgliches Produkt aus unserem Baby- oder Bettensortiment zu erwerben.



Sehr erfreulich ist auch, dass unser Original Theraline Stillkissen in fuchsia-cappuccino auch in 2016 und 2018 (in der Rubrik "Nebenwirkungen") vom Magazin Ökotest mit „sehr gut“ bewertet wurde.

FREUDE AM SCHÖNEN

Egal, ob besonders farbechter Feinkörper, kuscheliger Jersey, füllig-weicher Feinstrick, fluffiger Musselin oder nachhaltige Bambus-Viskose: Alle Theraline Stoffe sind hochwertig und fühlen sich richtig gut an. Denn sie werden aus außergewöhnlich weicher Baumwolle oder Bambusfaser gefertigt. Mercerisierung und besonders farbechte Drucke verleihen einen feinen Glanz. Dank langjähriger Erfahrung stimmt auch die Verarbeitung bis ins kleinste Detail.

GEBRAUCHSANLEITUNG UND PFLEGE



IN DER SCHWANGERSCHAFT . . .

. . . hilft das Original Theraline Schwangerschafts- & Stillkissen deinem Körper, die richtige Entspannungslage zu finden. Wenn in den letzten Monaten der Schwangerschaft der Bauch immer größer wird, ist es oft schwierig, entspannt zu liegen. Die Bauchlage ist meist nicht mehr möglich und in der Rückenlage kann es sogar vorkommen, dass dein ungeborenes Kind nicht optimal mit Blut versorgt wird.

Ob in der Nacht oder einfach zum Ausruhen zwischendurch: Das große Original Theraline Schwangerschafts- & Stillkissen stabilisiert zuverlässig die Seitenlage deines Körpers. Dabei kannst du das Kissen sowohl von vorne als auch von hinten herum anlegen (Abb. 1 u. 3).

Durch die Unterstützung der Beine und des Bauches entlastest du deine Wirbelsäule und kannst so entspannt und ruhig schlafen. Hinten herum angelegt, hilft es, ein ungewolltes Auf-den-Rücken-Rollen zu verhindern.

IN DER STILLZEIT . . .

. . . ist das Original Theraline Schwangerschafts- & Stillkissen ein idealer Begleiter. Gerade zu Beginn der Stillzeit treten häufig Beschwerden auf. Zu den häufigsten Problemen zählen Verspannungen der Schulter- und Nackenmuskulatur sowie wund Brustwarzen, die meist als Folge von falschem Anlegen des Säuglings herrühren. Zudem ist der untere Rückenbereich durch die Schwangerschaft oft sehr belastet und für längere Zeit nach der Geburt noch sehr empfindlich.

Das Original Theraline Schwangerschafts- & Stillkissen ermöglicht dir entspanntes Stillen durch wirkungsvolle Entlastung des Arm-, Schulter-, Nacken- und Rückenbereichs. Die anschmiegsame Perlenfüllung bietet eine sichere Auflage für dein Baby, egal, ob du bevorzugt im Sitzen oder im Liegen stillst. Zur Unterstützung im Rücken kannst du das Kissen in Hufeisenform von der Seite, von vorne oder hinten anlegen, je nachdem, wie es dir am liebsten ist (Abb. 2 u. 4). Beim Stillen im Liegen wird das Kissen fast wie in der Schwangerschaft benutzt.

NACH DER STILLZEIT . . .

. . . ist dein Original Theraline Schwangerschafts- und Stillkissen ein wohlthuender Helfer: Es eignet sich hervorragend zur Entspannung im Liegen, zum Hochlegen der Beine oder als Rückenunterstützung beim Fernsehen und Lesen. Es ist als Nestchen verwendbar oder unterstützt dein Baby bei den ersten Sitzübungen (Abb. 5).

Gebrauchsanleitung
als PDF
Hier scannen:



FÜLLGRAD / NACHFÜLLEN

Alle Schwangerschafts- & Stillkissen werden von uns mit einer optimalen Füllmenge für eine angenehme und sichere Seitenlage versehen. Durch die bequeme Nachfüllöffnung am Inlett besteht dennoch die Möglichkeit etwas von der Füllung zu entnehmen, um z. B. zur direkten Verwendung als Stillkissen die Flexibilität deines Kissens zu erhöhen. Detaillierte Informationen zu den Füllgraden erhältst du auf www.theraline.de.

Zum einfachen Nachfüllen und Entleeren haben wir in das Kisseninlett eine selbstabdichtende Tunnelöffnung eingebracht. Diese befindet sich im unteren Drittel der Außennaht (Abb. 6). Rolle nun ein beliebiges DIN A4 Blatt zu einem festen Röhrchen zusammen (Ø 1,5 cm), fixiere es z.B. mit einem Klebestreifen/Tesafilem und führe es dann von oben ca. 14 cm weit in die Tunnelöffnung ein. Wenn du nun das Kissen mit der Öffnung nach unten drehst, fließen die Perlen durch das Röhrchen und können in einem Beutel aufgefangen werden. Entnimm einfach so viel, bis der gewünschte Füllgrad erreicht ist. Natürlich kann man das Kissen auf diese Weise auch wieder befüllen.

Tipp: Am besten hältst du einen Staubsauger bereit, um evtl. austretene Perlen aufzusaugen.

Expertentipps zum einfachen
Nachfüllen & Entleeren
im Video:



WASCHBARKEIT

Inlett und Außenbezug sind bis 60 °C waschbar. In der Regel reicht jedoch eine 40 °C Wäsche völlig aus. Das spart Energie und schont die Umwelt. Daher empfehlen wir, unsere Produkte nur bei 40 °C zu waschen. Um Inlett und Bezug zu waschen, beachte bitte unbedingt das angebrachte Etikett.

Achtung: Gewährleistungsansprüche verfallen, wenn das Kissen nicht mit Außenbezug benutzt oder im Wäschesack (kein Netz!) gewaschen wird, da so bei einem evtl. Defekt des Inletts ein Austreten der Kügelchen vermieden wird. Zudem sollte das Inlett vor der Wäsche sorgfältig auf „Undichtigkeiten“ bzw. Nahtfehler kontrolliert werden und sich in der Waschmaschine frei bewegen können. Nimm ggf. ausreichend Füllung heraus (siehe Kapitel Füllgrad/Nachfüllen). Insbesondere bei neueren Kissen wird es so auch einfacher, das Kissen in die Waschmaschine zu legen.

Tipp: Wer keinen ausreichend großen Wäschesack (kein Netz) zur Hand hat, kann auch den Außenbezug hierfür benutzen. Bei neuen Bezügen und kräftigen Farben kann es während der Wäsche zu einem leichten Farbübergang auf das Inlett kommen, der die Nutzbarkeit aber nicht einschränkt.

Achtung: Wäschetrocknerbenutzung nur auf kleinster Stufe und mit ausreichend Bewegungsraum für das Inlett. Das Kissen muss sich im Trockner frei bewegen können. Benutze auch im Wäschetrockner einen Wäschesack (kein Netz), um evtl. Beschädigungen durch austretendes Füllmaterial zu vermeiden.

Tipp: Außenbezüge auf links gedreht und mit geschlossenem Reißverschluss waschen (ca. 10 cm offen lassen). Nicht zusammen mit andersfarbiger Wäsche waschen oder trocknen.

DESINFEKTION

Wenn du die textilen Inlettkissen desinfizieren willst, dann bitte nur Sprühdesinfektionsmittel benutzen. Mit Polyurethan beschichtete Inlettkissen und Außenbezüge sind mit allen herkömmlichen Desinfektionsmitteln behandelbar.

NACHFÜLLPACKUNGEN / HAFTUNGSSAUSCHLUSS

Bedingt durch die Eigenschaften von Baumwollgewebe und Polystyrol ist - in Abhängigkeit von Art und Dauer der Beanspruchung - ein Volumenschwund normal. Ist ein höherer Füllgrad erwünscht, kannst du im Fachhandel oder direkt bei uns unter www.shop.theraline.de eine Nachfüllpackung inkl. Füllstützen erwerben. Einen Anspruch auf kostenlosen Erhalt von Nachfüllmaterial müssen wir leider ausschließen.

VORSICHT GEFAHR FÜR KINDER

- Plastikbeutel und Papiertüten können zur tödlichen Falle werden. Halte die Verpackung von Kindern fern.
- Kontrolliere dein Stillkissen regelmäßig und vor dem ersten Gebrauch auf schadhafte Stellen und herausrieselnde Kügelchen. Kinder könnten diese evtl. verschlucken oder einatmen.
- Jedes Kissen kann für Säuglinge ein Erstickenrisiko darstellen: z. B. können Kissen im Schlaf über das Gesicht rutschen. Lass deshalb dein Baby auch mit dem Original Theraline Stillkissen nie für längere Zeit unbeobachtet.
- Eine Verwendung als Bettumrandung darf deshalb frühestens nach Vollendung des ersten Lebensjahres erfolgen.

THERALINE

Wir geben Leben Halt

Das
Original
THERALINE



Liebe Eltern,

wir danken euch herzlich für den Kauf eures Original Theraline Stillkissens und freuen uns sehr über das entgegengebrachte Vertrauen.

Mit Deutschlands meistgeliebtem Stillkissen genießt ihr einen besseren Schlaf in der Schwangerschaft, entspannteres Stillen und erholsame Augenblicke in der oft anstrengenden Babyzeit beim Lesen, Kuscheln oder Fernsehen.

Das Original Theraline Schwangerschafts- und Stillkissen ist euer wunderbarer Begleiter für diese besondere Lebensphase – und noch lange darüber hinaus.

Wir wünschen euch viel Freude mit eurem neuen Kissen.

Euer Theraline-Team



TESTERGEBNISSE IM ÖKOTEST-MAGAZIN

sehr gut ✓

- z. B. Original Theraline Stillkissen fuchsis- cappuccino Rubin „Aucherkissen“ (Ausgabe 01/2016)
- z. B. Original Theraline Stillkissen mit Perlenfüllung (Ausgabe 01/2005)

Schadstofffreiheit seit 1993

*Frag Deine
Hebamme*

In unserer Umfrage
empfehlen über 90 %
der Befragten Hebammen
Stillkissen von Theraline

Die vollständige Umfrage
findest Du auf
www.theraline.de/umfrage

DAS ORIGINAL THERALINE **SCHWANGERSCHAFTS- & STILLKISSEN** EIN BESONDERES KISSEN FÜR EINE GANZ BESONDERE ZEIT

PERLIGE THERALINE-HELDEN

Kennst du die „kleinen Helden“ der Theraline-Produktwelt? Es sind unsere sandfeinen, flüsterleisen Perlen. Die frei fließenden Perlen geben Halt und Entlastung – ganz flexibel genau da, wo du und dein Baby es brauchen.

Die einzigartige Füllung des Original Theraline Stillkissens sorgt für Entspannung beim Stillen deines kleinen Lieblings. In der Schwangerschaft gibt sie Babybauch, Armen und Beinen stabilen Halt, damit du bequem auf der Seite schlafen kannst. Geniale Kombi: Millionen sandfeiner, flüsterleiser Original Theraline Perlen im Zusammenspiel mit dem perfekten Füllgrad des Kissens machen es flexibel und anschmiegsam. Gleichzeitig bietet es angenehme Unterstützung beim Schlafen & Stillen. Beruhigend, dass unsere Original Perlen antiallergen, leicht waschbar, trocknergeeignet und selbstverständlich geruchs- und schadstofffrei sind.

Die Besonderheit
der feinen Perlen
im Film:



HÖCHSTE QUALITÄT & LANGLEBIGKEIT

- Besonders farbechte, kuschelige und nachhaltige Stoffqualitäten
- Bezüge in vielen, schönen Dessins & Farben
- Flauschig-geschmeidig & extra strapazierfähig
- Leicht zu beziehen durch langen, verdeckten Reißverschluss
- Geräuscharme Original Theraline Perlenfüllung
- Dank Tunnelöffnung bequem und einfach nachfüllbar
- Selbstverständlich geruchs- & schadstofffrei

PRODUKTINFORMATION

Material

Bezug Feinkörper, Feinstrick, Musselin, Jersey: 100 % Baumwolle

oder

Bezug Bambusviskose: 57 % Viskose aus Bambusfasern, 38 % Baumwolle (Bio), 5 % Elasthan

Inlett: 100 % Baumwolle, vorgeschrunpft

Füllung: Polystyrol (Perlen, ca. 42 Liter, 25 g/l)

Pflege

Bezug & Inlett: 60 °C Schonwaschgang, im geschlossenen Wäschesack (kein Netz), trocknergeeignet.

Bezüge aus Musselin empfehlen wir nicht zu bügeln.

Waschhinweise Bezug Baumwolle



Waschhinweise Inlett



Waschhinweise Bezug Bambusviskose



BUNTE VIELFALT

Der luftig-leichte Musselin-Stoff!

Zum Liebhaben - sofort wohlfühlen und rein-kuscheln. Die hochwertige 4-lagige Ausführung, seine feine Struktur und ein wundervoll weicher Griff machen ihn zum wertvollsten Stoff der Theraline Kollektion. Unbedingt einmal ausprobieren! Aus 100 % Baumwolle.

Unsere anschmiegsamen Feinstrickstoffe


machen die Qualität spürbar. Sie sind aus 100 % hochwertiger Baumwolle gefertigt, was sie nicht nur füllig-weich und kuschelig macht, sondern auch besonders anschmiegsam. Eine perfekte Kombination aus Langlebigkeit und Pflegeleichtigkeit.

Unsere Bezüge & Dessins

für das Original Theraline gibt es außerdem in samtweicher Feinkörperqualität, feinem Jersey (auch aus Bio-Baumwolle) und besonders nachhaltiger Bambus-Viskose mit Bio-Baumwolle.



Alle Stoffqualitäten
im Film:



Groß & praktisch: Maße geöffnet & zusammengelegt

* Achtung! Kissen nur im Wäschesack (kein Netz!) waschen!


THERALINE

Yinnie

STILLEN SMART & EASY

- Handliche Form, auch für unterwegs
- Flexibler Halt durch feinste Perlenfüllung
- Original Theraline Qualität
- Geprüfte Schadstofffreiheit
- Samtweiche, hochwertige Stoffqualitäten

PRODUKTINFORMATION



Material
Bezug & Inlett: 100 % Baumwolle
Füllung: Polystyrol (Perlen, ca. 18 Liter, 25 g/l)

Pflege
Bezug & Inlett: 60 °C Schonwaschgang im geschlossenen Wäschesack (kein Netz), trocknergeeignet

Yinnie, das ist unbeschwertes Stillen pur in Anlehnung an die harmonische Energie von Yin und Yang. Dafür sorgt nicht nur die charakteristische Yin-Form mit super bequemer Liegefläche fürs Baby. Seine besondere Festigkeit und Formstabilität machen Yinnie so besonders: Der dichte Füllgrad mit den Original Theraline Perlen lässt praktisch nichts verrutschen und gibt dem Säugling beim Stillen auf Mamas Schoß zuverlässigen Halt.



Mehr Bilder und Informationen zum Produkt:



Weitere schöne Dessins auf shop.theraline.de




Der Plüschmond

KUSCHEL- & STILLKISSEN

ZUM TRÄUMEN SCHÖN

- Bequemes Kopf- & Nackenkissen
- Kuscheliges Schmuse- & Lesekissen
- Handliches Bauchstütz- & Stillkissen
- Samtiger Frotteeplüsch & seidiger Stretch
- Feinste Perlenfüllung
- Geruchs- & schadstofffrei

PRODUKTINFORMATION



Material

Stretchstoff (90 % Nylon, 10 % Elasthan) und Plüsch (85 % Polyester, 15 % Polyamid)

Füllung: Polystyrol (Perlen, ca. 18 Liter, 25 g/l)

Besonderheiten

Frotteeplüsch-Elasthan-Kombi, mit Nachfüllöffnung

Pflege

40 °C Schonwaschgang im geschlossenen Wäschesack (kein Netz), trocknergeeignet

Der Bambusmond

MIT ABNEHMBAREM BEZUG AUS BAMBUS-VISKOSE MIT BIO-BAUMWOLLE

PRODUKTINFORMATION

Material

Bezug: 57 % Viskose aus Bambusfasern, 38 % Baumwolle (Bio), 5 % Elasthan

Inlett: 100 % Baumwolle

Inlett darf nicht ohne Außenbezug verwendet werden!

Füllung: Polystyrol (Perlen, ca. 18 Liter, 25 g/l)

Pflege

Bezug: 60 °C Schonwaschgang, Inlett: 40 °C Schonwaschgang im geschlossenen Wäschesack (kein Netz), trocknergeeignet



Mehr Bilder und Informationen zum Produkt:



MÄRCHENHAFT ANSCHMIEGSAM & VIELSEITIG

Ob als bequemes Kopf- & Nackenkissen oder einfach zum Reinkuscheln beim Lesen oder Fernsehen auf dem Sofa: unsere Monde bereiten dir entspannte Wohlfühlmomente. Und natürlich sind die Monde auch ein Garant für entspanntes Stillen zwischendurch oder unterwegs.

Dank der genialen Mondform liegt dein Kopf einfach immer richtig – ganz egal, ob für kurze Momente der Entspannung oder für einen erholsamen Schlaf. Du hast die Wahl zwischen vielen schönen Farben.



THERALINE

Das Babykopfkissen

PRÄVENTION & REGENERATION -
MIT SICHERHEIT

SCHÜTZE DEIN BABY RECHTZEITIG

Ärzte empfehlen aus gutem Grund, Babys auf dem Rücken zu betten. Das Köpfchen deines Babys ist direkt nach der Geburt besonders weich und damit anfälliger für Kopfverformungen. Woche für Woche wird das Köpfchen dann kontinuierlich stabiler. Nach 4-5 Monaten stellt sich deshalb nur noch in einzelnen Fällen eine Kopfverformung ganz neu ein. Unglücklicherweise verhärten sich in dieser Zeit aber auch bereits entstandene Verformungen und es kann einige Zeit dauern, bis diese sich verwachsen.

PRODUKTINFORMATION

Maße

Größe 1: ca. 21 x 20 cm, ca. 3 cm hoch
Größe 2: ca. 24,5 x 23 cm, ca. 5 cm hoch

Material

96 % Polyester / 4 % Baumwolle

Pflege

waschbar bis 60 °C



ERGONOMISCH & BEQUEM

Das ergonomisch geformte High-Tech Abstandsgewebe unserer Theraline Babykopfkissen sorgt für effektive Unterstützung und ist bei maximaler Sicherheit ausgesprochen bequem für dein Baby. Das Oberflächengewebe ist besonders hautfreundlich und angenehm. Dein Baby wird es genießen!

Größe 1 (bis ca. 7 kg)

PRÄVENTION & SICHERHEIT*

- Hilft, Verformungen zu verhindern
- Unterstützt deren schnellere Rückbildung
- Höchste Sicherheit durch komplett atemdurchlässiges 3D-Abstandsgewebe ohne Bezug
- Weiche und besonders hautfreundliche Oberseite
- Ergonomische und komfortable Schlaflage
- Temperatenausgleichend und hygienisch



* Leider ist die Verwendung des Theraline Babykopfkissens allein nicht immer ausreichend wirksam. Bei allen Kopfverformungen solltest du einen Arzt zu Rate ziehen sowie weitere von ihm empfohlene Maßnahmen ergreifen.

DAS THERALINE **BABYKOPFKISSEN**
PRÄVENTION & REGENERATION – MIT SICHERHEIT

Mehr Bilder und
Informationen
zum Produkt:



GANZ SICHER

So frei atemdurchlässig ist nur ein Kissen aus 100 % Abstandsgewebe: Sollte sich dein Baby beginnen zu drehen und mit dem Gesicht in die Kissenmulde geraten, kann es trotzdem weiter frei atmen. Dies bietet so kein anderes Kissen.



Größe 2 (ab ca. 7 kg)

REGENERATION & SICHERHEIT*

- Unterstützt die Rückbildung von Verformungen
- Hilft, eine Verschlimmerung zu verhindern
- Höchste Sicherheit durch komplett atemdurchlässiges 3D-Abstandsgewebe ohne Bezug
- Weiche und besonders hautfreundliche Oberseite
- Leicht stabilisierende, ergonomische Form für eine heilungsfördernde und komfortable Schlaflage
- Temperatenausgleichend und hygienisch

Das Kinder- kopfkissen

SCHLAF- & NACKENSTÜTZKISSEN

GESUNDER HALT IN RÜCKEN- UND SEITENLAGE

- Stützt Nacken- und Schulterpartie optimal
- Bettet den Kopf immer auf der richtigen Höhe
- Flexibel für Rücken- und Seitenlage
- Außenbezug aus Bambus-Viskose mit Bio-Baumwolle
- Ab ca. 2 - 7 Jahre

PRODUKTINFORMATION

Größe

ca. 50 x 32 cm, ca. 7 cm hoch

Material

Bezug: 57 % Viskose aus Bambusfasern, 38 % Baumwolle (Bio), 5 % Elasthan

Inlett: 87 % Baumwolle / 13 % Elasthan

Füllung: Polystyrol (Perlen, ca. 80 g/l)

Schaumstoffkern (Polyurethan)


Pflege

60 °C Schonwaschgang im geschlossenen Wäschesack (kein Netz), trocknergeeignet, Schaumstoffkern vor dem Waschen herausnehmen

SCHÖN GETRÄUMT & FRÖHLICH AUFGEWACHT

Gerade unsere Kleinen müssen ausreichend und gesund schlafen, damit sie den Herausforderungen des Lebens ausgeruht und fröhlich begegnen können. Daher ist es für unsere Kinder besonders wichtig, auf einem ergonomisch geeigneten Kopfkissen zu schlafen.

Wir bei Theraline haben es uns daher mit unserer über 30 Jahre langen Erfahrung im Stillkissen- und Babykopfkissen-Bereich zur Aufgabe gemacht, ein Kinderkopfkissen zu entwickeln, das unseren Kleinen bequemen Halt gibt, damit sie gut & gesund schlafen und fröhlich & erholt aufwachen.



Mehr Bilder und
Informationen
zum Produkt:



PERFEKTE SYMBIOSE

- Hunderttausende feine Perlen sorgen für Stabilität.
- Die obere Schicht aus hochwertigem, punkt-elastischem Viskoschaum nimmt den Kinderkopf sanft und bequem auf.
- Die Innenhülle aus dehnbarem Baumwoll-Elasthan-Gemisch lässt den untenliegenden feinen Perlen genügend Raum, um sich flexibel in die optimale Position zu bewegen.




THERALINE

Das Nacken- kissen

SCHLAF- & REISEKISSEN FÜR GROSS & KLEIN

- Idealer Begleiter im Auto & auf Reisen
- Für Babylagerung und Buggyfahrten geeignet
- Kuscheliges Lese- und Stützkissen
- Anschmiegsame feine Perlenfüllung
- Geruchs- und schadstofffrei
- Abnehmbarer Bezug und nachfüllbares Inlett

PRODUKTINFORMATION



Material
Bezug: 100 % Baumwolle **oder**
57 % Viskose aus Bambusfasern,
38 % Baumwolle (Bio), 5 % Elasthan
Inlett: 100 % Baumwolle
Füllung: Polystyrol (Perlen, ca. 25 g/l)
Pflege
60 °C Schonwaschgang
im geschlossenen Wäschesack (kein
Netz), trocknergeeignet

NACKENKISSEN – MIT ANSCHMIEGSAMER FEINER PERLENFÜLLUNG

Die ergonomische Form und Millionen anschmiegsamer Perlen sorgen immer für perfekten Sitz und stabilen Halt. Durch die federleichte Füllung ist das Kissen vielseitig einsetzbar.

— ♥ —
In unterschiedlichen
Formen und Farben auf
shop.theraline.de



Kirschkerneissen

IMMER DIE PERFEKTE TEMPERATUR

- Sanfte Wärme und Kühlung
- Mikrowellengeeignet
- Lange Temperaturspeicherung
- Für Klein und Groß



DIE KERNIGEN HELFERLEIN

Schon vor mehr als 100 Jahren war dieses kernige Helferlein ein beliebtes Hausmittel. In der Schwangerschaft unterstützt eine wohlthuende trockene Wärme die Entspannung des oft sehr belasteten unteren Rückens und Steißbeins. Kirschkerneissen werden einfach für kurze Zeit in der Mikrowelle erwärmt und schon hält die Wärme für lange Zeit. Doch auch, wenn später Babys Bauch unter Schmerzen leidet, werden Kirschkerneissen als „Geheimtipp“ gehandelt. Aber der Nutzen geht noch weiter: Zum Beispiel beim Zahnen können Kirschkerneissen durch Kühlung Beschwerden lindern.

Baby-Tröste-Tiere

OH, WIE SCHÖN RASCHELT UND KNIRSCHT DENN DAS?

Die lustigen Baby-Tröste-Tiere von Theraline sind mit mehrfach gereinigten Kirschkernen zur sanften Erwärmung oder Kühlung gefüllt, wenn das Bäuchlein mal drückt oder der böse Zahn nicht aufhören will, weh zu tun. Ideal für den kleinen Heilzauber zwischendurch, für Babys und bis weit ins Kleinkindalter hinein.



COMING SOON

Belly Protect

DER KAISERSCHNITTGÜRTEL

Nach einer Kaiserschnittgeburt brauchst du Schutz und Sicherheit im täglichen Leben und vor allem beim Stillen deines kleinen Lieblings.

Der Theraline Kaiserschnittgürtel hilft dir, dich direkt nach der Geburt angstfrei und unbesorgt zu bewegen, und vor allem entspannt zu stillen. Er schützt die Narbe vor Stößen und kleinen Tritten. Er kühlt und wärmt, ganz nach deinem Bedarf.



VARIABLE & MULTIFUNKTIONAL

- von 90 - 110 cm einstellbar
- innovatives Design
- hoher Tragekomfort
- inklusive Polsterungskissen zum täglichen Schutz
- mit Schild zum Schutz vor Stößen beim Stillen
- inklusive Kirschkernkissen für sanftes Wärmen oder Kühlen

Hattest du einen Kaiserschnitt? Deine Erfahrungen helfen uns bei der Produktentwicklung und ständigen Verbesserung!

Wir freuen uns über deinen Input und deine Ideen an info@theraline.de oder per Whatsapp!




UNSER TIPP:

Das Kopfkissen

SCHLAF- & NACKENSTÜTZKISSEN

GESUNDER HALT IN RÜCKEN- UND SEITENLAGE

- stützt Nacken- und Schulterpartie optimal
- bettet den Kopf immer auf der richtigen Höhe
- ist flexibel für Rücken- und Seitenlage
- hat einen Außenbezug aus Bambus-Viskose mit Bio-Baumwolle



GESUNDER HALT - IMMER AUF DER RICHTIGEN HÖHE



DIE SUCHE NACH DEM RICHTIGEN KOPFKISSEN HAT EIN ENDE

Hast du auch schon diverse Kissen ausprobiert und immer noch nicht das richtige gefunden? Oft ist es eine wahre Odyssee, das perfekte Kopfkissen zu finden. Das eine Kissen ist zu weich - das andere zu fest. Weder Feder- noch Polyester- oder Polyurethanfüllungen waren die Lösung. Deshalb haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, ein Kopfkissen zu entwickeln, das dir bequemen Halt gibt, damit du gut und gesund schläfst und frisch und erholt aufwachst.

Die Lösung liegt im perfekten Zusammenspiel von 3 Komponenten:

- Hunderttausende feine Perlen sorgen für Stabilität.
- Die obere Schicht aus hochwertigem, punktelastischem Viskoschaum nimmt deinen Kopf sanft und bequem auf.
- Die Innenhülle aus dehnbarem Baumwoll-Gemisch mit Elasthan lässt den untenliegenden feinen Perlen genügend Raum, um sich flexibel in die optimale Position zu bewegen.



Europäisches
Patent
Nr. 3192400

Mehr Bilder und
Informationen
zum Produkt:



PRODUKTINFORMATION

Größe
ca. 50 x 32 cm, ca. 12 cm hoch

Material
Bezug: 57 % Viskose aus Bambusfasern,
38 % Baumwolle (Bio), 5 % Elasthan

Inlett: 87 % Baumwolle / 13 % Elasthan
Füllung: Polystyrol (Perlen, ca. 80 g/l)
Schaumstoffkern (Polyurethan)

Pflege
60 °C Schonwaschgang im geschlossenen
Wäschesack (kein Netz), trocknergeeignet,
Schaumstoffkern vor dem Waschen heraus-
nehmen

THERALINE

Wir geben Leben Halt



THERALINE eK
Industriepark Nord 56 · D-53567 Buchholz Ww.
Tel.: 02683 96960 Mail: info@theraline.de

www.theraline.de

