




A 1x



B 2x




1 2x



Kopfteile mit mpk10°.330
Tête de lits avec mpk10°.330
Testiere con mpk10°.330
Headboards with mpk10°.330

C 4x  SK M8x20	D 2x  SK M8x25	E 2x  SK 5x25
---	---	--


Benötigtes Werkzeug
Outils nécessaires
Utensili necessari
Necessary tools




2 Personen
2 Personnes
2 Persone
2 Persons



ca. 15 min



2x 3



2x 2

MA.KT mpk10°.33
Vers. 1/15